



DUPONT

Scooters

2 scooters pour des usages multiples



Bogey

Tee



CE

Tee

Pour un usage
à dominante intérieure



- 6 km/h
- Autonomie de 10 km
- Poids maximum admissible 115 kg

- Petit et transportable aisément car il se démonte sans outillage.
- Batterie rechargeable sur le scooter ou indépendamment.
- Colonne de direction réglable en inclinaison.
- Roulettes anti-bascule.

Des fonctions simples pour ce petit scooter pratique



- Siège pivotant pour faciliter le transfert de l'utilisateur.
- Accoudoirs relevables.



Panier à provisions livré de série.



Batterie amovible pour la recharge ou le démontage.

Bogey

Pour un usage
à dominante extérieure



- 10 km/h
- Autonomie de 30 km
- Poids maximum admissible 160 kg

- Siège de grand confort, amovible, pivotant, réglable avant / arrière avec appui-tête ajustable et accoudoirs relevables.
- Base roulante puissante et solide.
- Equipé d'un panier à l'avant, de deux rétroviseurs et d'un kit de feux de route.
- Colonne de direction réglable en inclinaison.
- Roulettes anti-bascule.



*Un tableau de bord
lisible et facile à
utiliser.*



Recharge de la batterie




COLORIS


Garnitures : Vinyle noir et mousse



Carrosserie BOGEY : Gris anthracite / noir



Carrosserie TEE : Bleu / noir



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

	TEE	BOGEY
Assise (largeur x profondeur)	42 x 40 cm	47 x 44 cm
Longueur hors-tout	96,5 cm	120 cm
Largeur hors-tout	48 cm	60 cm
Empattement	66 cm	87 cm
Garde au sol	4 cm	4,5 cm
Roues	8" (20 cm) x 2" (5 cm) Bandages	10" (25 cm) x 3,5" (8,5 cm) Pneumatiques
Batterie	12 AH	36 AH
Puissance moteur	270 W	470 W
Poids du scooter avec batterie	42 kg	93 kg
Coloris	Bleu / noir	Anthracite / noir
Poids maximum admissible	115 kg	160 kg
Référence	M 160 01500	M 160 01600

DUPONT MEDICAL

BP 19 - Parc d'activités Eiffel Energie

Site de Ban la Dame

54390 FROUARD (France)

Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

<http://www.dupont-medical.com>



MOBILY[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL