



# ELECTROCARDIOGRAPHE

# *Cardipocket-2*

ECG ultra-compact  
hors norme !



CE 0123



# ECG *Cardipocket-2*

**Cardipocket est un nouveau concept d'électrocardiographe ultra-compact qui offre des prestations inhabituelles pour un appareil portable : 12 dérivations standards, écran LCD, imprimante thermique haute résolution, alimentation secteur et batterie rechargeable...**

Grâce à son écran LCD, il est possible de visualiser le signal ECG pendant l'enregistrement sans qu'il soit nécessaire d'imprimer sur le papier.

L'écran LCD permet aussi de contrôler tous les paramètres sélectionnés : Le mode de fonctionnement manuel ou automatique, les paramètres d'enregistrement, la vitesse de défilement, la sensibilité, le filtre, l'état de charge des batteries, etc.

Cardipocket est destiné aussi bien pour les déplacements qu'au cabinet ou dans les établissements médicalisés.



- Compact et léger, poids de l'appareil 550g avec batterie et papier
- Très simple d'utilisation
- Enregistrement en mode automatique ou manuel
- Visualisation sur écran du signal ECG
- En mode automatique il suffit d'appuyer sur une touche pour imprimer l'ECG
- Système d'écriture haute résolution, imprimante thermique (8 points/mm)
- Inscription de la date et de l'heure sur le papier
- Filtres parasites du secteur et musculaire
- Deux vitesses d'enregistrement 25 et 50 mm/sec
- Centrage automatique du tracé
- Double alimentation, secteur et batteries rechargeables
- Une charge complète permet d'enregistrer environ 80 ECG
- Indicateur de niveau de charge des batteries
- En cas de batterie vide, l'appareil peut être utilisé sur secteur

Fourni avec une trousse de transport, un câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un adaptateur d'alimentation secteur.

## **SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

Les photographies et les caractéristiques techniques mentionnées ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à des changements sans préavis.

Référence:	CC 638 2000
Système d'alimentation:	Secteur 220V/110V 50/60Hz. Batteries rechargeables 12V. Lorsque les batteries sont chargées complètement, l'électrocardiographe peut fonctionner en continu plus de 50 minutes.
Système d'écriture:	Imprimante thermique 8 points/mm (vertical), 16 points/mm (horizontal, 25mm/sec)
Papier:	Rouleau, largeur 49mm / longueur 20m
Mode d'affichage:	Ecran LCD 60 x 35 mm
Dérivations:	12 dérivations standards
Mode de fonctionnement:	Temps réel manuel et automatique
Sensibilité d'enregistrement:	5, 10, 20mm/mV $\pm 5\%$
Vitesse entraînement du papier:	25mm/s, 50mm/s $\pm 3\%$
Filtres:	35Hz, 50Hz, 60Hz, 50Hz+, 60Hz+ (+ signifient l'activation du filtre 35Hz)
Températures:	Température ambiante: +5°C ~ +35°C
Humidité relative:	$\leq 80\%$
Poids:	550g (avec batterie et papier)
Dimensions (L x l x H) :	190 x 90 x 40 mm
Sécurité:	Classe I, Type CF

C 056 0512 3

## **DUPONT MEDICAL**

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil  
54390 FROUARD (France)  
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496  
<http://www.dupont-medical.com>

**COLSON**<sup>®</sup>  
Une marque de DUPONT MEDICAL