

# KERN MPD250K100M



Pèse-personne professionnel Ã  d clenchement au pied avec approbation d'homologation et m dicale



## Syst me de mesure

Dur�e de pr�chauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Lin�arit�:	100 g
Poids de r�glage recommand�:	200000000M1 mg
Poids de r�glage recommand�:	200 kg (M1)
Port�e [Max]:	250 kg
Possibilit�s de r�glage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilit�:	100 g
R�solution:	2500
Syst�me de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unit�s de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'�cran:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Donn es de v rification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	2 kg
Classe d'homologation:	III
�chelon d'homologation [e]:	100 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

## Conditions d'environnement

Humidit� de l'air maximale:	80 %
Temp�rature ambiante minimale:	-10 �C
Temp�rature d'utilisation maximale:	40 �C

## Alimentation en  nergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK
Dur�e de fonction:	40 h
Dur�e de fonction:	20 h
Dur�e de service:	20 h

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en  nergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entr�e:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
Homologation:	965-129

## Cat gorie

Cat�gorie:	Balances
Product Group:	P�se-personne

## Emballage & exp dition

Dimensions emballage (LxPxH):	560 x 440 x 200 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	10,400 kg
Poids net:	8,960 kg
Type de l'envoi:	Service d'exp�dition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	200 x 55 x 128 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	365 x 360 x 80 mm
Dimensions totales (LxPxH):	365 x 490 x 120 mm
Indicateur de niveau:	oui
Mat�riel carter:	Acier lacqu�
Mat�riel de plateau:	Plastique
Pieds � vis rotatif:	oui

## Piktogramme

OPTION

