

KERN MPD200K-1EM



Pèse-personne professionnel Ã d clenchement au pied avec approbation d'homologation et m dicale



Alimentation en  nergie

Dur e de service: 20 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129

Homologation: 965-129

Cat gorie

Cat gorie: Balances

Product Group: P se-personne

Emballage & exp dition

Dimensions emballage (LxPxH): 560 x 440 x 190 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 10,500 kg

Poids net: 9 kg

Type de l'envoi: Service d'exp dition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 200 x 55 x 128 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 365 x 360 x 80 mm

Dimensions totales (LxPxH): 365 x 490 x 120 mm

Indicateur de niveau: oui

Mat riel carter: Acier lacqu 

Mat riel de plateau: Plastique

Pieds   vis rotatif: oui

Piktogramme

Syst me de mesure

Dur e de pr chauffage: 10 min

Lecture [d]: 200 g

Lin arit : 200 g

Poids de r glage recommand : 200000000M1 mg

Poids de r glage recommand : 200 kg (M1)

Port e [Max]: 250 kg

Possibilit s de r glage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilit : 200 g

R solution: 1250

Syst me de pesage: Jauge de contrainte

Unit s de mesure: kg

Affichage

Hauteur de chiffres d' cran: 2,500 cm

Donn es de v rification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: oui

Charge minimale [Min]: 4 kg

Classe d'homologation: III

 chelon d'homologation [e]: 200 g

Homologation en usine possible: oui

Periodic Verification for Italy: 969-112

Conditions d'environnement

Humidit  de l'air maximale: 80 %

Temp rature ambiante minimale: -10  C

Temp rature d'utilisation maximale: 40  C

OPTION

