

# COUSSIN DEMI-LUNE XS

Références	Désignations
NEG0848	Coussin demi-lune XS
NEG0872	Housse en coton bouclette
NEG0862	Housse en PU bi-élastique
NEG0848HLEN	Housse en Lenzing®
<b>Dimensions : 140 x 35 cm</b>	



Ce coussin maintient le dos en place, en position semi-assise au lit, ou en position de décubitus latéral. Suivant les fauteuils de repos, il peut être utilisé comme calage en position assise.


## COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 42% Polyester, 58% Polyuréthane
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

## RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

## ENTRETIEN :

Coussins :     

Housse coton bouclette :     

Housse PU bi-élastique :     

Housse lenzing® :     