


COUSSIN DORSAL XL

Références	Désignations
NEG1237	Coussin dorsal XL
NEG1333	Housse en coton bouclette
NEG1327	Housse en PU bi-élastique
NEG1237HLEN	Housse en Lenzing [®]
Dimensions : 260 x 60 cm	



Ce coussin maintient le patient en place, en position semi-assise au lit, ou en position de décubitus latéral.

Suivant les fauteuils de repos, il peut être utilisé comme calage en position assise.

COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 42% Polyester, 58% Polyuréthane
- Housse lenzing[®] : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

ENTRETIEN :

Coussins :



Housse coton bouclette :



Housse PU bi-élastique :



Housse lenzing[®] :

