

COUSSIN DÉKU TÊTIÈRE XS

Références	Désignations
NEG1243	Coussin déku tête XL
NEG1338	Housse en coton bouclette
NEG1332	Housse en PU bi-élastique
NEG1243HLEN	Housse en Lenzing®
Dimensions : 145 x 26 cm	



Ce coussin permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Nouveau design avec oreiller intégré afin de faciliter l'installation, le confort et le maintien du patient. Lors de la mise en décubitus latéral, ce coussin protégera efficacement contre les surpressions et évitera les problèmes de points d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets.

COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 42% Polyester, 58% Polyuréthane
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

ENTRETIEN :

Coussins :					
Housse coton bouclette :					
Housse PU bi-élastique :					
Housse lenzing® :					