


COUSSIN CYLINDRIQUE XS

Références	Désignations
NEG0850	Coussin cylindrique XS
NEG0874	Housse en coton bouclette
NEG0864	Housse en PU bi-élastique
NEG0850HLEN	Housse en Lenzing®
Dimensions : 45 x 14 cm	



Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambe.

COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 42% Polyester, 58% Polyuréthane
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

ENTRETIEN :

Coussins :



Housse coton bouclette :



Housse PU bi-élastique :



Housse lenzing® :



PHARMAOUEST INDUSTRIES - Zone Actipole - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban - 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45

www.pharmaouest.com - service.qualite@pharmaouest.fr