


# COUSSIN ABDUCTION XS

Références	Désignations
NEG0854	Coussin abduction XS
NEG0877	Housse en coton bouclette
NEG0867	Housse en PU bi-élastique
NEG0854HLEN	Housse en Lenzing®
<b>Dimensions : 23 x 10 x 10 cm</b>	



Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambe.

## COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 42% Polyester, 58% Polyuréthane
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

## RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

## ENTRETIEN :

Coussins :					
Housse coton bouclette :					
Housse PU bi-élastique :					
Housse lenzing® :					