

NEW

TORNADE

- réalisé en toile CORDURA® 600D avec enduction TEFLON® permettant une très belle résistance à l'abrasion, aux intempéries et aux taches.
- bandes rétroréfléchissantes 3M (EN471 Classe 2) sur chaque face pour une visibilité maximale.
- fond PERFO-TEX (antidérapant, antipercement et imperméable) - fermeture à glissière YKK® assurant la robustesse et la longévité du sac.



6 poches filet sur les parois du sac

4 pochettes amovibles 18 x 33 x 11 cm avec façade transparente

1 compartiment transparent pour documents

1 grande poche avec fermeture à glissière pour colliers cervicaux, sondes...

TROUSSES INCLUSES



bretelles et ceinture larges et confortable pour portage à dos

dimensions hors poches	
hauteur	55 cm
largeur	35 cm
profondeur	27 cm
volume	61 l
poids à vide	2,9 kg

poche frontale basse	
hauteur	25 cm
largeur	31 cm
profondeur	7 cm

poche frontale haute	
hauteur	25 cm
largeur	31 cm
profondeur	5 cm

équipement externe :

- bretelles avec sangles de rappel de charge type portage montagne.
- bandes rétroréfléchissantes haute visibilité sur la face avant et les flancs.
- 1 poche identification.
- 1 poche ventilée pour détecteur CO.
- 2 poches renforcées avec fermeture à glissière et filets compartimentés à l'intérieur, pouvant recevoir un DSA. dimensions : 23 x 30 x 6 cm (haut) - 23 x 30 x 7 cm (bas).
- 2 poignées de portage surmoulées (horizontale et verticale).
- sangle d'hélicouillage.
- 5 pieds de fond - forme diamant.
- nouveau système de portage dos ergonomique et ultra résistant.

couleurs disponibles :



couleurs sur commande :



utilisateurs conseillés :



Nous garantissons nos sacs pour une durée de vie de 5 ans, date de livraison contre toute casse d'éléments du sac ou défaut de fabrication et dans la mesure d'une utilisation normale. Cette garantie couvre la bouclerie, les coutures, les poignées et les fermetures à glissières. En cas de défaut reconnu par BAGHEERA, le matériel sera réparé ou échangé.

Cette garantie est couverte par :
 -l'étiquette numérotée cousue à l'intérieur du sac
 -le numéro de l'article mentionné sur la facture
 -la traçabilité de notre production
 -service après-vente : retour sous 10 jours

SUR MESURE

Le sur mesure Bagheera : nous sommes à même de modifier tous nos sacs, n'hésitez pas à nous contacter pour une demande spéciale. option marquage (sérigraphie, broderie)

MÉDICAL

BAGHEERA

LA BAGAGERIE DE L'URGENCE