

NEW

# STREAM

Sac à dos pour secours aux polytraumatisés

- CORDURA® ou DICKSON® bâche
- fond antidérapant haute résistance à l'abrasion
- fermeture à glissière YKK haute résistance



peut recevoir  
5 trousses STREAM

3 poches filet  
de chaque côté

volet avant équipé de 2 poches  
avec porte étiquette intégré  
et d'une grande poche plaquée



dimensions hors poches

|              |        |
|--------------|--------|
| hauteur      | 60 cm  |
| largeur      | 35 cm  |
| profondeur   | 21 cm  |
| volume       | 52 l   |
| poids à vide | 2,6 kg |

poche frontale

|            |       |
|------------|-------|
| hauteur    | 35 cm |
| largeur    | 28 cm |
| profondeur | 8 cm  |

équipement externe :

- bande rétroréfléchissante
- bretelles et ceintures larges et confortables
- 1 poignée surmoulée
- 1 poche grand volume fermeture à glissières YKK, peut contenir un D.S.A
- 1 poche pour documents
- de chaque côté, des sangles porte matériel
- sangles d'hélicoptère
- nouveau système de portage dos ergonomique et ultra résistant
- passepoil pvc

couleurs disponibles :



couleurs sur commande :



utilisateurs conseillés :



5 ANS  
DE GARANTIE



Nous garantissons nos sacs pour une durée de vie de 5 ans, date de livraison contre toute casse d'éléments du sac ou défaut de fabrication et dans la mesure d'une utilisation normale. Cette garantie couvre la bouclerie, les coutures, les poignées et les fermetures à glissières.

En cas de défaut reconnu par BAGHEERA, le matériel sera réparé ou échangé.

Cette garantie est couverte par :  
-l'étiquette numérotée cousue à l'intérieur du sac  
-le numéro de l'article mentionné sur la facture  
-la traçabilité de notre production  
-service après-vente : retour sous 10 jours

**SUR  
MESURE**

Le sur mesure Bagheera : nous sommes à même de modifier tous nos sacs, n'hésitez pas à nous contacter pour une demande spéciale. option marquage (sérigraphie, broderie)

BAGHEERA

LA BAGAGERIE DE L'URGENCE

MÉDICAL