

EAGLE

Sac premiers soins type sac de sport

- CORDURA® ou DICKSON® bâche
- fond antidérapant haute résistance à l'abrasion
- fermeture à glissière YKK haute résistance



poches cristal pour documents sous le rabat

poches filet sur les parois latérales. passants élastiques



peut recevoir 4 trousse EAGLE

équipement externe :

- bande rétroréfléchissante
- 3 poches externes
- 2 sangles pour portage à main
- 1 sangle d'épaule réglable

hauteur	30 cm
largeur	50 cm
profondeur	30 cm
volume	33 l
poids à vide	1,9 kg

couleurs disponibles :



couleurs sur commande :



utilisateurs conseillés :



mousqueton



boucle de réglage métallique



coussinet porte épaule



contactez nous au 04.79.54.71.63 et sur www.procomedic.com

cachet revendeur :

5 ANS
DE GARANTIE

Nous garantissons nos sacs pour une durée de vie de 5 ans, date de livraison contre toute casse d'éléments du sac ou défaut de fabrication et dans la mesure d'une utilisation normale. Cette garantie couvre la bouclerie, les coutures, les poignées et les fermetures à glissières. En cas de défaut reconnu par BAGHEERA, le matériel sera réparé ou échangé.

Cette garantie est couverte par :
-l'étiquette numérotée cousue à l'intérieur du sac
-le numéro de l'article mentionné sur la facture
-la traçabilité de notre production
-service après-vente : retour sous 10 jours