

NEW

STRATUS O₂

Sac à dos ergonomique pour bouteille 5 litres

- CORDURA® ou DICKSON® bâche
- fond antidérapant haute résistance à l'abrasion
- fermeture à glissière YKK haute résistance

le système complet : oxygénothérapie et premiers secours
 poche détecteur CO en partie haute
 trappe d'accès au mano détendeur



peut recevoir des trousses STRATUS et EAGLE



4 poches filet

une poche pour documents

passants élastiques pour colliers cervicaux et sondes

dimensions hors poches	
hauteur	70 cm
largeur	35 cm
profondeur	22 cm
volume	68 l
pois à vide	3,9 kg

poche frontale	
hauteur	35 cm
largeur	28 cm
profondeur	14 cm

couleurs disponibles :



couleurs sur commande :



utilisateurs conseillés :



équipement externe :

- bande rétro réfléchissante
- bretelles et ceintures larges et confortables
- 1 poche renforcée pour D.S.A à fermeture à glissières YKK
- 2 poignées surmoulées pour portage à main
- sangles porte matériel
- sangles d'hélicreuilage
- 1 trousse amovible pour l'insufflateur et masques
- nouveau système de portage dos ergonomique et ultra résistant
- passepoil pvc



5 ANS DE GARANTIE



Nous garantissons nos sacs pour une durée de vie de 5 ans, date de livraison contre toute casse d'éléments du sac ou défaut de fabrication et dans la mesure d'une utilisation normale. Cette garantie couvre la bouclerie, les coutures, les poignées et les fermetures à glissières. En cas de défaut reconnu par BAGHEERA, le matériel sera réparé ou échangé.

Cette garantie est couverte par :
 -l'étiquette numérotée cousue à l'intérieur du sac
 -le numéro de l'article mentionné sur la facture
 -la traçabilité de notre production
 -service après-vente : retour sous 10 jours

SUR MESURE

Le sur mesure Bagheera : nous sommes à même de modifier tous nos sacs, n'hésitez pas à nous contacter pour une demande spéciale. option marquage (sérigraphie, broderie)

OXYGÉNOTHÉRAPIE

BAGHEERA

LA BAGAGERIE DE L'URGENCE