

NEW

STREAM O₂

Sac à dos ergonomique pour bouteille 2 litres

- CORDURA® ou DICKSON® bâche
- fond antidérapant haute résistance à l'abrasion
- fermeture à glissière YKK haute résistance



3 poches filet de chaque côté

peut recevoir 2 trousses STREAM

volet avant équipé de 2 poches avec porte étiquette intégré et d'une grande poche plaquée

dimensions hors poches

hauteur	60 cm
largeur	35 cm
profondeur	21 cm
volume	52 l
pois à vide	3,6 kg

poche frontale

hauteur	35 cm
largeur	28 cm
profondeur	8 cm

couleurs disponibles :



couleurs sur commande :



utilisateurs conseillés :



équipement externe :

- bande rétroréfléchissante
- bretelles et ceintures larges et confortables
- 1 poche grand volume à fermeture à glissières YKK renforcée pour D.S.A
- 1 poche pour documents
- 1 poignée surmoulée pour portage à main
- sangles porte matériel
- sangles d'hélicouillage
- nouveau système de portage dos ergonomique et ultra résistant
- passepoil pvc

5 ANS DE GARANTIE



Nous garantissons nos sacs pour une durée de vie de 5 ans, date de livraison contre toute casse d'éléments du sac ou défaut de fabrication et dans la mesure d'une utilisation normale. Cette garantie couvre la bouclerie, les coutures, les poignées et les fermetures à glissières. En cas de défaut reconnu par BAGHEERA, le matériel sera réparé ou échangé.

Cette garantie est couverte par :

- l'étiquette numérotée cousue à l'intérieur du sac
- le numéro de l'article mentionné sur la facture
- la traçabilité de notre production
- service après-vente : retour sous 10 jours

SUR MESURE

Le sur mesure Bagheera : nous sommes à même de modifier tous nos sacs, n'hésitez pas à nous contacter pour une demande spéciale. option marquage (sérigraphie, broderie)

OXYGÉNOTHÉRAPIE

BAGHEERA

LA BAGAGERIE DE L'URGENCE